

## Makroprolaktin

Das biologisch aktive Prolaktin, das von der Hypophyse sezerniert wird, ist das 23-kDa große monomere Prolaktin. In der Zirkulation existiert Prolaktin außerdem z. B. als Dimer (50-kDa „big-Prolaktin“) oder als Makroprolaktin (150- bis 170-kDa „big-big-Prolaktin“) durch Komplexbildung mit Immunglobulinen.

Diese Formen können eine messbare Hyperprolaktinämie verursachen, besitzen aber eine vernachlässigbare klinische Relevanz, da sie allenfalls über eine geringe biologische Aktivität verfügen (3).

Routineassays für Prolaktin messen big-Prolaktin und Makroprolaktin in unterschiedlichem Ausmaß mit: Je nach Hersteller kann der Anteil einer Hyperprolaktinämie, die durch Makroformen bedingt ist, bis zu 26 % betragen.

Obwohl bei dem in unserem Labor verwendeten Test dieser Anteil nur ca. 4 % beträgt, werden seit 2002 alle erhöhten Prolaktinmessergebnisse auf Makroprolaktinämie überprüft, indem in einer 2. Messung nach Fällung des Serums mit PEG (Polyethylenglycol) ausschließlich monomeres und damit biologisch aktives Prolaktin im Überstand gemessen wird. Herstellerspezifische Referenzbereiche für monomeres Prolaktin sind publiziert (1). Es ist sinnvoll, diesen Wert zu berichten, um die Interpretation zu verbessern (3).

Folgende Konstellationen sind zu beachten:

- Hohes Gesamtprolaktin und ähnlich hohes monomeres Prolaktin: vermehrte Freisetzung des biologisch aktiven Prolaktins aus der Hypophyse.
- Hohes Gesamtprolaktin und unauffälliges monomeres Prolaktin: Hinweis auf große Formen wie Makroprolaktin oder big-Prolaktin. Da das biologisch aktive Prolaktin nicht vermehrt ist, sind weitere Maßnahmen wie Kontrollen oder Bildgebung bei klinisch unauffälligen Patienten nicht notwendig (2).
- Sehr hohes Gesamtprolaktin und erhöhtes monomeres Prolaktin in geringerem Ausmaß:  
Makroprolaktinämie bzw. big-Prolaktin mit gleichzeitig erhöhtem biologisch aktiven (monomeren) Prolaktin: Es ist eine klinische Symptomatik möglich, obwohl z. B. Makroprolaktin vorliegt!

**Material:** 2 ml Serum

Siehe auch LaborInfo 99 Prolaktin

Literatur:

1. Beltran L et al. Serum Total Prolactin and Monomeric Prolactin Reference Intervals Determined by Precipitation with Polyethylene Glycol: Evaluation and Validation on Common ImmunoAssay Platforms. Clin Chem 54:10, 1673-1681 (2008)
2. Melmed S et al. Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 96: 273-288 (2011)
3. Smith TP et al. Reporting of Post-PEG Prolactin Concentrations: Time to change. Clin Chem 56:3, 484 – 486 (2010)