




Achtung! Umstellung Abstrichbesteck für Chlamydien- und Gonokokken-Untersuchungen (PCR)

Sehr geehrte Damen und Herren Doctores,
liebes Praxisteam,

ab sofort stellen wir Ihnen für die Chlamydien- und Gonokokken-Untersuchungen mittels PCR folgendes Abstrichbesteck zur Verfügung:

dicke trockene Tupfer
(ohne Transportmedium)



Sollten zur Materialgewinnung dünne Tupfer benötigt werden, so benutzen Sie bitte dünnen trockene Tupfer (mit orangefarbener Kappe, ohne Transportmedium).



Die Abstrichbestecke sind im Webshop sowie in star.net® hinterlegt.

Die Chlamydien-/ Gonokokken-Untersuchungen im Erststrahlurin sind von dieser Umstellung nicht betroffen.

In der Praxis vorhandene Roche® -Abstrichbestecke können Sie gerne aufbrauchen.